

PRECISION

System

Av. Três, 1701, Sala 603, Jd. Claret
Rio Claro, SP, Brasil, 13503-251
+55 (19) 3557.7320
precisionssystem.com.br



Brocas e Lâminas

Descartáveis



NS0153.006 STE
Anvisa 82097460002

Broca de desgaste - 3,1x57mm

Material: aço inoxidável
Engate liso (diâmetro 2,35 mm)
Comprimento total 57,00 mm
Diâmetro da cabeça 3,00 mm



NS0120.006 STE
Anvisa 82097460002

Broca de desgaste - 4,0x57mm

Material: aço inoxidável
Engate liso (diâmetro 2,35 mm)
Comprimento total 57,00 mm
Diâmetro da cabeça 4,00 mm



NS0155.006 STE
Anvisa 82097460002

Broca de desgaste - 5,0x57mm

Material: aço inoxidável
Engate liso (diâmetro 2,35 mm)
Comprimento total 57,00 mm
Diâmetro da cabeça 5,00 mm



NC0901.003 STE
Anvisa 82097460001

Broca de desgaste egg 4,0mm

Material: Carboneto de tungstênio
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento da cabeça 8,00 mm
Comprimento total 48,00 mm
Diâmetro da cabeça 4,00 mm



NC0905.003 STE
Anvisa 82097460001

Broca de desgaste egg 5,5mm

Material: Carboneto de tungstênio
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento da cabeça 10,00 mm
Comprimento total 48,00 mm
Diâmetro da cabeça 5,00 mm



ND0133.006 STE
Anvisa 82097460003

Broca de desgaste diamantada - 3,1x57mm redonda

Material: Diamante
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento total 57,00 mm
Grão Diamante Médio
Diâmetro da cabeça 3,00 mm



ND0135.006 STE
Anvisa 82097460003

Broca de desgaste diamantada - 4,0x57mm redonda

Material: Diamante
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento total 57,00 mm
Grão Diamante Médio
Diâmetro da cabeça 3,00 mm



ND0138.006 STE
Anvisa 82097460003

Broca de desgaste diamantada - 6,0x57mm redonda

Material: Diamante
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento total 57,00 mm
Grão Diamante Médio
Diâmetro da cabeça 3,00 mm



NC1805.009 STE
Anvisa 82097460001

Broca lindermann - 1,6x70mm

Material: Carboneto de tungstênio
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento da cabeça 9,00 mm
Comprimento total 70,00 mm
Diâmetro da cabeça 1,00 mm



NC0606.004 STE
Anvisa 82097460001

Broca de corte - 1,2x51mm

Material: Carboneto de tungstênio
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento da cabeça 4,00 mm
Comprimento total 51,00 mm
Diâmetro da cabeça 1,20 mm



NC0608.004 STE
Anvisa 82097460001

Broca de corte - 1,6x51mm

Material: Carboneto de tungstênio
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento da cabeça 4,00 mm
Comprimento total 51,00 mm
Diâmetro da cabeça 1,60 mm



NC0616.004 STE
Anvisa 82097460001

Broca de corte - 2,1x51mm

Material: Carboneto de tungstênio
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento da cabeça 4,00 mm
Comprimento total 51,00 mm
Diâmetro da cabeça 2,00 mm



NC0306.004 STE
Anvisa 82097460001

Broca de desgaste - 1,5x51mm

Material: Carboneto de tungstênio
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento da cabeça 7,00 mm
Comprimento total 51,00 mm
Diâmetro da cabeça 1,00 mm



NC0609.004 STE
Anvisa 82097460001

Broca de desgaste - 1,6x51mm

Material: Carboneto de tungstênio
Encaixe liso (2,35 mm)
Comprimento da cabeça 10,00 mm
Comprimento total 51,00 mm
Diâmetro da cabeça 1,00 mm



KM5140.133 STE
Anvisa 82097460002

Lâmina reciprocante - 23,00x0,40x0,60 mm

Material: aço inoxidável
Dimensões: 22,00 mm / 0.866"



KM 5140.233 STE
Anvisa 82097460002

Lâmina reciprocante - 28,00x0,40x0,60 mm

Material: aço inoxidável
Dimensões: 26,50 mm / 1.043"



KM 5160.233 STE
Anvisa 82097460002

Lâmina reciprocante - 28,00x0,60x1,00 mm

Material: aço inoxidável
Dimensões: 26,50 mm / 1.043"