

MaXiFix
— SARTORI —
PRECISION
System



BUCCO MAXILLO FACIAL

Índice

BUCO MAXILO FACIAL

<i>Distrator Palatal</i>	03
<i>Parafusos para Microfragmentos</i>	04
<i>Placas Especiais para Crânio Maxilo Facial</i>	10

ENTRE EM CONTATO:

Fone: +55 19 3557-7320

E-mail: comercial@precisionssystem.com.br

www.precisionssystem.com.br

Av. Três, 1701, sala 603, Jd. Claret
Rio Claro-SP, Brasil, CEP: 13503-251

   @precisionssystem


DISTRATOR PALATAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO DISCO	ABERTURA MIN.	ABERTURA MAX.	COR
0182001-009	Distrator Palatal 9 mm	9,0 mm	27,0 mm	18,0 mm	AZUL
0182001-018	Distrator Palatal 18 mm	18,0 mm	42,0 mm	24,0 mm	AMARELO
0182001-027	Distrator Palatal 27 mm	27,0 mm	57,0 mm	30,0 mm	VERDE
0182001-036	Distrator Palatal 36 mm	36,0 mm	72,0 mm	36,0 mm	ROXO

PARAFUSO MICRO TI 1,5MM - FENDA CRUZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0052015-003	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X3,0MM- FENDA CRUZ
0052015-004	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X4,0MM- FENDA CRUZ
0052015-005	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X5,0MM- FENDA CRUZ
0052015-006	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X6,0MM- FENDA CRUZ
0052015-007	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X7,0MM- FENDA CRUZ
0052015-008	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X8,0MM- FENDA CRUZ
0052015-009	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X9,0MM- FENDA CRUZ
0052015-010	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X10,0MM- FENDA CRUZ
0052015-011	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X11,0MM- FENDA CRUZ
0052015-012	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X12,0MM- FENDA CRUZ
0052015-013	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X13,0MM- FENDA CRUZ
0052015-014	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X14,0MM- FENDA CRUZ
0052015-015	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X15,0MM- FENDA CRUZ
0052015-016	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X16,0MM- FENDA CRUZ
0052015-017	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X17,0MM- FENDA CRUZ
0052015-018	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X18,0MM- FENDA CRUZ
0052015-019	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X19,0MM- FENDA CRUZ
0052015-020	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X20,0MM- FENDA CRUZ



ENGATE



PARAFUSO MICRO TI 1,8MM EMERGÊNCIA- FENDA CRUZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0052018-003	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X3,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-004	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X4,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-005	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X5,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-006	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X6,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-007	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X7,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-008	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X8,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-009	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X9,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-010	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X10,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-011	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X11,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-012	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X12,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-013	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X13,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-014	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X14,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-015	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X15,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-016	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X16,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-017	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X17,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-018	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X18,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-019	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X19,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052018-020	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,8X20,0MM - EMERG. FENDA CRUZ



ENGATE



PARAFUSO MINI TI 2,0MM - FENDA CRUZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0052020-004	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X4,0MM - FENDA CRUZ
0052020-005	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X5,0MM - FENDA CRUZ
0052020-006	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X6,0MM - FENDA CRUZ
0052020-007	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X7,0MM - FENDA CRUZ
0052020-008	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X8,0MM - FENDA CRUZ
0052020-009	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X9,0MM - FENDA CRUZ
0052020-010	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X10,0MM - FENDA CRUZ
0052020-011	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X11,0MM - FENDA CRUZ
0052020-012	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X12,0MM - FENDA CRUZ
0052020-013	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X13,0MM - FENDA CRUZ
0052020-014	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X14,0MM - FENDA CRUZ
0052020-015	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X15,0MM - FENDA CRUZ
0052020-016	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X16,0MM - FENDA CRUZ
0052020-017	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X17,0MM - FENDA CRUZ
0052020-018	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X18,0MM - FENDA CRUZ
0052020-019	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X19,0MM - FENDA CRUZ
0052020-020	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X20,0MM - FENDA CRUZ
0052020-021	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X21,0MM - FENDA CRUZ
0052020-022	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X22,0MM - FENDA CRUZ
0052020-023	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X23,0MM - FENDA CRUZ
0052020-024	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X24,0MM - FENDA CRUZ
0052020-025	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X25,0MM - FENDA CRUZ
0052020-026	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,0X26,0MM - FENDA CRUZ




ENGATE



PARAFUSO MINI TI 2,3MM EMERGÊNCIA- FENDA CRUZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0052023-004	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X4,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-005	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X5,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-006	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X6,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-007	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X7,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-008	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X8,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-009	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X9,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-010	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X10,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-011	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X11,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-012	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X12,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-013	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X13,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-014	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X14,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-015	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X15,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-016	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X16,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-017	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X17,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-018	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X18,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-019	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X19,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-020	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X20,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-021	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X21,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-022	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X22,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-023	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X23,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-024	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X24,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052023-025	PARAFUSO MINI TI DIAM. 2,3X25,0MM - EMERG. FENDA CRUZ



ENGATE



PARAFUSO MANDIBULAR TI 2,4MM - FENDA CRUZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0052024-006	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X6,0MM - FENDA CRUZ
0052024-007	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X7,0MM - FENDA CRUZ
0052024-008	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X8,0MM - FENDA CRUZ
0052024-009	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X9,0MM - FENDA CRUZ
0052024-010	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X10,0MM - FENDA CRUZ
0052024-011	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X11,0MM - FENDA CRUZ
0052024-012	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X12,0MM - FENDA CRUZ
0052024-013	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X13,0MM - FENDA CRUZ
0052024-014	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X14,0MM - FENDA CRUZ
0052024-015	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X15,0MM - FENDA CRUZ
0052024-016	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X16,0MM - FENDA CRUZ
0052024-017	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X17,0MM - FENDA CRUZ
0052024-018	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X18,0MM - FENDA CRUZ
0052024-019	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X19,0MM - FENDA CRUZ
0052024-020	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X20,0MM - FENDA CRUZ
0052024-021	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X21,0MM - FENDA CRUZ
0052024-022	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X22,0MM - FENDA CRUZ
0052024-023	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X23,0MM - FENDA CRUZ
0052024-024	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X24,0MM - FENDA CRUZ
0052024-025	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X25,0MM - FENDA CRUZ
0052024-026	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X26,0MM - FENDA CRUZ
0052024-027	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X27,0MM - FENDA CRUZ
0052024-028	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X28,0MM - FENDA CRUZ
0052024-029	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X29,0MM - FENDA CRUZ
0052024-030	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X30,0MM - FENDA CRUZ




ENGATE



PARAFUSO MANDIBULAR TI 2,7MM EMERGÊNCIA- FENDA CRUZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0052027-006	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X6,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-007	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X7,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-008	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X8,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-009	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X9,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-010	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X10,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-011	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X11,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-012	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X12,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-013	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X13,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-014	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X14,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-015	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X15,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-016	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X16,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-017	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X17,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-018	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X18,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-019	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X19,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-020	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X20,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-021	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X21,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-022	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X22,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-023	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X23,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-024	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X24,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-025	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X25,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-026	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X26,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-027	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X27,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-028	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X28,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-029	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X29,0MM - EMERG. FENDA CRUZ
0052027-030	PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X30,0MM - EMERG. FENDA CRUZ



ENGATE



PARAFUSO MICRO TI 1,5MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0052115-003	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X3,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052115-004	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X4,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052115-005	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X5,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052115-006	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X6,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052115-007	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X7,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052115-008	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 1,5X8,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ



ENGATE



PARAFUSO MICRO TI 2,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0052120-004	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 2,0X4,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052120-005	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 2,0X5,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052120-006	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 2,0X6,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052120-007	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 2,0X7,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052120-008	PARAFUSO MICRO TI DIAM. 2,0X8,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ



ENGATE



PLACAS ESPECIAIS PARA CRÂNIO MAXILO FACIAL


MICRO PLACA STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092000-004	MICRO PLACA STR 04 F	0,6
0092000-006	MICRO PLACA STR 06 F	0,6
0092000-008	MICRO PLACA STR 08 F	0,6
0092000-010	MICRO PLACA STR 10 F	0,6
0092000-012	MICRO PLACA STR 12 F	0,6
0092000-014	MICRO PLACA STR 14 F	0,6
0092000-016	MICRO PLACA STR 16 F	0,6



MICRO PLACA STD DUPLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092002-208	MICRO PLACA STR DUPLA 2X8 F	0,6
0092002-216	MICRO PLACA STR DUPLA 2X16 F	0,6




MICRO PLACA PONTE STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092004-004	MICRO PLACA PONTE STR 2 F	0,6
0092004-006	MICRO PLACA PONTE STR 2 F LONGA	0,6
0092004-008	MICRO PLACA PONTE STR 4 F	0,6
0092004-010	MICRO PLACA PONTE STR 4 F MÉDIA	0,6
0092004-012	MICRO PLACA PONTE STR 4 F LONGA	0,6
0092004-014	MICRO PLACA PONTE STR 6 F	0,6
0092004-016	MICRO PLACA PONTE STR 6 F MÉDIA	0,6
0092004-018	MICRO PLACA PONTE STR 6 F LONGA	0,6



MICRO PLACA H

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092005-007	MICRO PLACA H 7 F	0,6
0092005-011	MICRO PLACA H 11 F	0,6



MICRO PLACA L

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092006-220	MICRO PLACA L DIREITA 2X2 F	0,6
0092006-221	MICRO PLACA L ESQUERDA 2X2 F	0,6
0092006-222	MICRO PLACA L DIREITA MÉDIA 2X2 F	0,6
0092006-223	MICRO PLACA L ESQUERDA MÉDIA 2X2 F	0,6
0092006-224	MICRO PLACA L DIREITA LONGA 2X2 F	0,6
0092006-225	MICRO PLACA L ESQUERDA LONGA 2X2 F	0,6



MICRO PLACA L 100° 2X2 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092008-220	MICRO PLACA L 100° DIREITA 2X2 F	0,6
0092008-221	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA 2X2 F	0,6
0092008-222	MICRO PLACA L 100° DIREITA MÉDIA 2X2 F	0,6
0092008-223	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA MÉDIA 2X2 F	0,6
0092008-224	MICRO PLACA L 100° DIREITA LONGA 2X2 F	0,6
0092008-225	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA LONGA 2X2 F	0,6



MICRO PLACA L 100° 2X3 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092010-230	MICRO PLACA L 100° DIREITA 2X3 F	0,6
0092010-231	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA 2X3 F	0,6
0092010-232	MICRO PLACA L 100° DIREITA MÉDIA 2X3 F	0,6
0092010-233	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA MÉDIA 2X3 F	0,6
0092010-234	MICRO PLACA L 100° DIREITA LONGA 2X3 F	0,6
0092010-235	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA LONGA 2X3 F	0,6



MICRO PLACA L 100° 3X3 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092012-230	MICRO PLACA L 100° DIREITA 3X3 F	0,6
0092012-231	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA 3X3 F	0,6
0092012-232	MICRO PLACA L 100° DIREITA MÉDIA 3X3 F	0,6
0092012-233	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA MÉDIA 3X3 F	0,6
0092012-234	MICRO PLACA L 100° DIREITA LONGA 3X3 F	0,6
0092012-235	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA LONGA 3X3 F	0,6
0092012-236	MICRO PLACA L 100° DIR. EXTRA LONGA 3X3 F	0,6
0092012-237	MICRO PLACA L 100° ESQ. EXTRA LONGA 3X3 F	0,6



MICRO PLACA L 100° 3X4 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092014-340	MICRO PLACA L 100° DIREITA 3X4 F	0,6
0092014-341	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA 3X4 F	0,6
0092014-342	MICRO PLACA L 100° DIREITA MÉDIA 3X4 F	0,6
0092014-343	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA MÉDIA 3X4 F	0,6
0092014-344	MICRO PLACA L 100° DIREITA LONGA 3X4 F	0,6
0092014-345	MICRO PLACA L 100° ESQUERDA LONGA 3X4 F	0,6
0092014-346	MICRO PLACA L 100° DIR. EXTRA LONGA 3X4 F	0,6
0092014-347	MICRO PLACA L 100° ESQ. EXTRA LONGA 3X4 F	0,6




MICRO PLACA T 3X3 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092016-320	MICRO PLACA T 3X2 F	0,6
0092016-330	MICRO PLACA T 3X3 F	0,6
0092016-331	MICRO PLACA PONTE T PEQUENA 3X3 F	0,6
0092016-332	MICRO PLACA PONTE T MÉDIA 3X3 F	0,6
0092016-333	MICRO PLACA PONTE T LONGA 3X3F	0,6




MICRO PLACA T 3X4 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092018-340	MICRO PLACA T 3X4 F	0,6




MICRO PLACA PONTE T 3X4 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092018-341	MICRO PLACA PONTE T PEQUENA 3X4 F	0,6
0092018-342	MICRO PLACA PONTE T MÉDIA 3X4 F	0,6
0092018-343	MICRO PLACA PONTE T LONGA 3X4 F	0,6




MICRO PLACA T 7X7 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092020-770	MICRO PLACA T 7X7 F	0,6
0092020-771	MICRO PLACA T MÉDIA 7X7 F	0,6



MICRO PLACA T OBLÍQUA 100 3X3 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092022-330	MICRO PLACA T OBLÍQUA 100 DIREITA 3X3 F	0,6
0092022-331	MICRO PLACA T OBLÍQUA 100 ESQUERDA 3X3 F	0,6
0092022-332	MICRO PLACA T OBLÍQUA 100 DIR. MÉDIA 3X3 F	0,6
0092022-333	MICRO PLACA T OBLÍQUA 100 ESQ. MÉDIA 3X3 F	0,6
0092022-334	MICRO PLACA T OBLÍQUA 100 DIR. MÉDIA 3X3 F	0,6
0092022-335	MICRO PLACA T OBLÍQUA 100 ESQ. LONGA 3X3 F	0,6




MICRO PLACA Y 2X3 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092024-230	MICRO PLACA Y 2X3 F	0,6
0092024-231	MICRO PLACA Y 2X3 F MÉDIA	0,6
0092024-232	MICRO PLACA Y 2X3 F LONGA	0,6
0092024-233	MICRO PLACA Y 2X3 FXTRA LONGA	0,6



MICRO PLACA Y 3X3 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092026-230	MICRO PLACA Y 3X3 F	0,6
0092026-231	MICRO PLACA Y 3X3 F MÉDIA	0,6
0092026-232	MICRO PLACA Y 3X3 F LONGA	0,6
0092026-233	MICRO PLACA Y 3X3 FXTRA LONGA	0,6



MICRO PLACA DUPLO Y

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092028-330	MICRO PLACA DUPLO Y	0,6
0092028-331	MICRO PLACA DUPLO Y MÉDIA	0,6
0092028-332	MICRO PLACA DUPLO Y LONGA	0,6




MICRO PLACA X

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092030-000	MICRO PLACA X	0,6
0092030-001	MICRO PLACA X MÉDIA	0,6



MICRO PLACA I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092032-220	MICRO PLACA I	0,6
0092032-221	MICRO PLACA I MÉDIA	0,6



MICRO PLACA TRIANGULAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092034-000	MICRO PLACA TRIANGULAR	0,6



MICRO PLACA Z 100° E 110°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092036-220	MICRO PLACA Z 100° DIREITA	0,6
0092036-221	MICRO PLACA Z 100° ESQUERDA	0,6
0092036-222	MICRO PLACA Z 100° DIREITA MÉDIA	0,6
0092036-223	MICRO PLACA Z 100° ESQUERDA MÉDIA	0,6
0092036-224	MICRO PLACA Z 100° DIREITA LONGA	0,6
0092036-225	MICRO PLACA Z 100° ESQUERDA LONGA	0,6



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092038-220	MICRO PLACA Z 110° DIREITA	0,6
0092038-221	MICRO PLACA Z 110° ESQUERDA	0,6
0092038-222	MICRO PLACA Z 110° DIREITA MÉDIA	0,6
0092038-223	MICRO PLACA Z 110° ESQUERDA MÉDIA	0,6
0092038-224	MICRO PLACA Z 110° DIREITA LONGA	0,6
0092038-225	MICRO PLACA Z 110° ESQUERDA LONGA	0,6



MICRO PLACA QUADRADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092040-220	MICRO PLACA QUADRADA 2X2 F	0,6
0092040-230	MICRO PLACA QUADRADA 2X3 F	0,6
0092040-240	MICRO PLACA QUADRADA 2X4 F	0,6
0092040-260	MICRO PLACA QUADRADA 4X6 F	0,6



MICRO PLACA RETANGULAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092042-220	MICRO PLACA RETANGULAR 2X2 F	0,6
0092042-230	MICRO PLACA RETANGULAR 2X3 F	0,6
0092042-240	MICRO PLACA RETANGULAR 2X4 F	0,6
0092042-242	MICRO PLACA RETANGULAR 2X4 F LARGA	0,6
0092042-440	MICRO PLACA RETANGULAR 4X4 F	0,6
0092042-460	MICRO PLACA RETANGULAR 4X6 F	0,6




MICRO PLACA ORBITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092044-004	MICRO PLACA ORBITAL 4 F	0,6
0092044-006	MICRO PLACA ORBITAL 6 F	0,6
0092044-008	MICRO PLACA ORBITAL 8 F	0,6
0092044-010	MICRO PLACA ORBITAL 10 F	0,6



MICRO PLACA NASAL H

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092046-000	MICRO PLACA NASAL H	0,6
0092046-002	MICRO PLACA NASAL H ASSIMÉTRICA	0,6



MICRO PLACA NASAL T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092046-004	MICRO PLACA NASAL T	0,6




MICRO PLACA NASAL Y

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092046-006	MICRO PLACA NASAL Y	0,6




MICRO PLACA NASAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092046-011	MICRO PLACA NASAL 11 F	0,6
0092046-012	MICRO PLACA NASAL 12 F	0,6



MICRO PLACA LE FORT COM OBLONGO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092050-000	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO SEM AVANÇO	1,0
0092050-002	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 2MM	1,0
0092050-003	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 3MM	1,0
0092050-004	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 4MM	1,0
0092050-005	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 5MM	1,0
0092050-006	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 6MM	1,0
0092050-007	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 7MM	1,0
0092050-009	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 9MM	1,0
0092050-011	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 11MM	1,0
0092050-100	MICRO PLACA LE FORT DIR. COM OBLONGO AVANÇO SEM AVANÇO	1,0
0092050-102	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 2MM	1,0
0092050-103	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 3MM	1,0
0092050-104	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 4MM	1,0
0092050-105	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 5MM	1,0
0092050-106	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 6MM	1,0
0092050-107	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 7MM	1,0
0092050-109	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 9MM	1,0
0092050-111	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 11MM	1,0



MICRO PLACA LE FORT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092052-000	MICRO PLACA LE FORT DIREITA SEM AVANCO	1,0
0092052-002	MICRO PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 2MM	1,0
0092052-003	MICRO PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 3MM	1,0
0092052-004	MICRO PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 4MM	1,0
0092052-005	MICRO PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 5MM	1,0
0092052-006	MICRO PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 6MM	1,0
0092052-007	MICRO PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 7MM	1,0
0092052-009	MICRO PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 9MM	1,0
0092052-011	MICRO PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 11MM	1,0
0092052-100	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA SEM AVANCO	1,0
0092052-102	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 2MM	1,0
0092052-103	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 3MM	1,0
0092052-104	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 4MM	1,0
0092052-105	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 5MM	1,0
0092052-106	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 6MM	1,0
0092052-107	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 7MM	1,0
0092052-109	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 9MM	1,0
0092052-111	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 11MM	1,0




MICRO PLACA LF 110°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092054-000	MICRO PLACA LF 110° DIREITA SEM AVANCO	1,0
0092054-002	MICRO PLACA LF 110° DIREITA AVANCO 2MM	1,0
0092054-003	MICRO PLACA LF 110° DIREITA AVANCO 3MM	1,0
0092054-004	MICRO PLACA LF 110° DIREITA AVANCO 4MM	1,0
0092054-005	MICRO PLACA LF 110° DIREITA AVANCO 5MM	1,0
0092054-006	MICRO PLACA LF 110° DIREITA AVANCO 6MM	1,0
0092054-007	MICRO PLACA LF 110° DIREITA AVANCO 7MM	1,0
0092054-009	MICRO PLACA LF 110° DIREITA AVANCO 9MM	1,0
0092054-011	MICRO PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 11MM	1,0
0092054-100	MICRO PLACA LF 110° ESQUERDA SEM AVANCO	1,0
0092054-102	MICRO PLACA LF 110° ESQUERDA AVANCO 2MM	1,0
0092054-103	MICRO PLACA LF 110° ESQUERDA AVANCO 3MM	1,0
0092054-104	MICRO PLACA LF 110° ESQUERDA AVANCO 4MM	1,0
0092054-105	MICRO PLACA LF 110° ESQUERDA AVANCO 5MM	1,0
0092054-106	MICRO PLACA LF 110° ESQUERDA AVANCO 6MM	1,0
0092054-107	MICRO PLACA LF 110° ESQUERDA AVANCO 7MM	1,0
0092054-109	MICRO PLACA LF 110° ESQUERDA AVANCO 9MM	1,0
0092054-111	MICRO PLACA LF 110° ESQUERDA AVANCO 11MM	1,0



MICRO PLACA PARA MENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092056-001	MICRO PLACA PARA MENTO AVANÇO 1MM	1,0
0092056-002	MICRO PLACA PARA MENTO AVANÇO 2MM	1,0
0092056-003	MICRO PLACA PARA MENTO AVANÇO 3MM	1,0
0092056-004	MICRO PLACA PARA MENTO AVANÇO 4MM	1,0
0092056-005	MICRO PLACA PARA MENTO AVANÇO 5MM	1,0
0092056-006	MICRO PLACA PARA MENTO AVANÇO 6MM	1,0
0092056-007	MICRO PLACA PARA MENTO AVANÇO 7MM	1,0
0092056-009	MICRO PLACA PARA MENTO AVANÇO 9MM	1,0
0092056-011	MICRO PLACA PARA MENTO AVANÇO 11MM	1,0




MICRO PLACA CRANIOTOMIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092058-013	MICRO PLACA CRANIOTOMIA 13MM	1,0
0092058-018	MICRO PLACA CRANIOTOMIA 18MM	1,0
0092058-022	MICRO PLACA CRANIOTOMIA 22MM	1,0
0092058-025	MICRO PLACA CRANIOTOMIA 25MM	1,0



MICRO MALHA CIRCULAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092060-045	MICRO MALHA CIRCULAR DIAM.45MM	1,0
0092060-073	MICRO MALHA CIRCULAR DIAM.73MM	1,0
0092060-100	MICRO MALHA CIRCULAR DIAM.100MM	1,0




MICRO MALHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092062-582	MICRO MALHA DY 53X82MM	1,0
0092062-584	MICRO MALHA DS 52X84MM	1,0
0092062-588	MICRO MALHA DYF 55X88MM	1,0
0092062-590	MICRO MALHA 53X90MM	1,0




MICRO MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092063-000	MICRO MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL PEQUENA	1,0
0092063-005	MICRO MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL MÉDIA	1,0
0092063-010	MICRO MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL GRANDE	1,0
0092063-015	MICRO MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL PARCIAL	1,0
0092063-018	MICRO MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL 18MM	1,0
0092063-030	MICRO MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL 30MM	1,0
0092063-040	MICRO MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL 40MM	1,0



MICRO TELA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092064-118	MICRO TELA 118X118MM	1,0
0092064-158	MICRO TELA 158X158MM	1,0
0092064-588	MICRO TELA 58X88MM	1,0



MINI PLACA STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092200-004	MINI PLACA STR 4 F	0,8
0092200-006	MINI PLACA STR 6 F	0,8
0092200-008	MINI PLACA STR 8 F	0,8
0092200-010	MINI PLACA STR 10 F	0,8
0092200-012	MINI PLACA STR 12 F	0,8
0092200-014	MINI PLACA STR 14 F	0,8
0092200-016	MINI PLACA STR 16 F	0,8



MINI PLACA PONTE STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092201-002	MINI PLACA PONTE STR 2 F	0,8
0092202-040	MINI PLACA PONTE STR 4 F STANDARD	0,8
0092202-042	MINI PLACA PONTE STR 4 F PEQUENA	0,8
0092202-044	MINI PLACA PONTE STR 4 F MÉDIA	0,8
0092202-046	MINI PLACA PONTE STR 4 F LONGA	0,8
0092202-048	MINI PLACA PONTE STR 4 F EXTRA LONGA	0,8
0092202-064	MINI PLACA PONTE STR 6 F MÉDIA	0,8
0092202-066	MINI PLACA PONTE STR 6 F LONGA	0,8
0092202-084	MINI PLACA PONTE STR 8 F MÉDIA	0,8
0092202-086	MINI PLACA PONTE STR 8 F LONGA	0,8
0092202-140	MINI PLACA PONTE STR 4 F ESPECIAL	0,8



MINI PLACA STR DUPLA PONTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092204-240	MINI PLACA STR DUPLA PONTE 2X4 F	0,8
0092204-242	MINI PLACA STR DUPLA PONTE PEQUENA 2X4 F	0,8
0092204-244	MINI PLACA STR DUPLA PONTE MÉDIA 2X4 F	0,8
0092204-246	MINI PLACA STR DUPLA PONTE LONGA 2X4 F	0,8
0092204-248	MINI PLACA STR DUPLA PONTE EXTRA LONGA 2X4 F	0,8
0092204-249	MINI PLACA STR DUPLA PONTE ESPECIAL 2X4 F	0,8



MINI PLACA L

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092206-220	MINI PLACA L DIR 2X2 F	0,8
0092206-221	MINI PLACA L ESQ 2X2 F	0,8
0092206-222	MINI PLACA L DIR PEQUENA 2X2 F	0,8
0092206-223	MINI PLACA L ESQ PEQUENA 2X2 F	0,8
0092206-224	MINI PLACA L DIR MÉDIA 2X2 F	0,8
0092206-225	MINI PLACA L ESQ MÉDIA 2X2 F	0,8
0092206-226	MINI PLACA L DIR LONGA 2X2 F	0,8
0092206-227	MINI PLACA L ESQ LONGA 2X2 F	0,8
0092206-228	MINI PLACA L DIR EXTRA LONGA 2X2 F	0,8
0092206-229	MINI PLACA L ESQ EXTRA LONGA 2X2 F	0,8
0092206-230	MINI PLACA L DIR 3X3 F	0,8
0092206-231	MINI PLACA L ESQ 3X3 F	0,8
0092206-232	MINI PLACA L DIR PEQUENA 3X3 F	0,8
0092206-233	MINI PLACA L ESQ PEQUENA 3X3 F	0,8
0092206-234	MINI PLACA L DIR MÉDIA 3X3 F	0,8
0092206-235	MINI PLACA L ESQ MÉDIA 3X3 F	0,8
0092206-236	MINI PLACA L DIR LONGA 3X3 F	0,8
0092206-237	MINI PLACA L ESQ LONGA 3X3 F	0,8
0092206-238	MINI PLACA L DIR EXTRA LONGA 3X3 F	0,8
0092206-239	MINI PLACA L ESQ EXTRA LONGA 3X3 F	0,8



MINI PLACA L 100°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092208-230	MINI PLACA L 100° DIR 2X3 F	0,8
0092208-231	MINI PLACA L 100° ESQ 2X3 F	0,8
0092208-232	MINI PLACA L 100° DIR PEQUENA 2X3 F	0,8
0092208-233	MINI PLACA L 100° ESQ PEQUENA 2X3 F	0,8
0092208-234	MINI PLACA L 100° DIR MÉDIA 2X3 F	0,8
0092208-235	MINI PLACA L 100° ESQ MÉDIA 2X3 F	0,8
0092208-236	MINI PLACA L 100° DIR LONGA 2X3 F	0,8
0092208-237	MINI PLACA L 100° ESQ LONGA 2X3 F	0,8
0092208-340	MINI PLACA L 100° DIR 3X4 F	0,8
0092208-341	MINI PLACA L 100° ESQ 3X4 F	0,8
0092208-450	MINI PLACA L 100° DIR 4X5 F	0,8
0092208-451	MINI PLACA L 100° ESQ 4X5 F	0,8



MINI PLACA L 100°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092210-420	MINI PLACA L 100° DIR ESPECIAL 4X2 F	0,8
0092210-421	MINI PLACA L 100° ESQ ESPECIAL 4X2 F	0,8
0092210-422	MINI PLACA L 100° DIR ESPECIAL PEQUENA 4X2 F	0,8
0092210-423	MINI PLACA L 100° ESQ ESPECIAL PEQUENA 4X2 F	0,8
0092210-424	MINI PLACA L 100° DIR ESPECIAL MÉDIA 4X2 F	0,8
0092210-425	MINI PLACA L 100° ESQ ESPECIAL MÉDIA 4X2 F	0,8
0092210-426	MINI PLACA L 100° DIR ESPECIAL LONGA 4X2 F	0,8
0092210-427	MINI PLACA L 100° ESQ ESPECIAL LONGA 4X2 F	0,8
0092210-428	MINI PLACA L 100° DIR ESPECIAL EXTRA LONGA 4X2 F	0,8
0092210-429	MINI PLACA L 100° ESQ ESPECIAL EXTRA LONGA 4X2 F	0,8
0092210-430	MINI PLACA L 100° DIR ESPECIAL 4X3 F	0,8
0092210-431	MINI PLACA L 100° ESQ ESPECIAL 4X3 F	0,8
0092210-432	MINI PLACA L 100° DIR ESPECIAL PEQUENA 4X3 F	0,8
0092210-433	MINI PLACA L 100° ESQ ESPECIAL PEQUENA 4X3 F	0,8
0092210-434	MINI PLACA L 100° DIR ESPECIAL MÉDIA 4X3 F	0,8
0092210-435	MINI PLACA L 100° ESQ ESPECIAL MÉDIA 4X3 F	0,8
0092210-436	MINI PLACA L 100° DIR ESPECIAL LONGA 4X3 F	0,8
0092210-437	MINI PLACA L 100° ESQ ESPECIAL LONGA 4X3 F	0,8
0092210-438	MINI PLACA L 100° DIR ESPECIAL EXTRA LONGA 4X3 F	0,8
0092210-439	MINI PLACA L 100° ESQ ESPECIAL EXTRA LONGA 4X3 F	0,8



MINI PLACA L 110° OBLÍQUA ABERTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092212-222	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F PEQUENA	0,8
0092212-223	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F PEQUENA	0,8
0092212-224	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F MÉDIA	0,8
0092212-225	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F MÉDIA	0,8
0092212-226	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F LONGA	0,8
0092212-227	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F LONGA	0,8
0092212-228	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F EXTRA LONGA	0,8
0092212-229	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F EXTRA LONGA	0,8
0092212-232	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F PEQUENA	0,8
0092212-233	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F PEQUENA	0,8
0092212-234	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F MÉDIA	0,8
0092212-235	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F MÉDIA	0,8
0092212-236	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F LONGA	0,8
0092212-237	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F LONGA	0,8
0092212-238	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F EXTRA LONGA	0,8
0092212-239	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F EXTRA LONGA	0,8



MINI PLACA L 110° OBLÍQUA FECHADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092214-222	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F PEQUENA	0,8
0092214-223	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F PEQUENA	0,8
0092214-224	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F MÉDIA	0,8
0092214-225	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F MÉDIA	0,8
0092214-226	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F LONGA	0,8
0092214-227	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F LONGA	0,8
0092214-228	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F EXTRA LONGA	0,8
0092214-229	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F EXTRA LONGA	0,8
0092214-232	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F PEQUENA	0,8
0092214-233	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F PEQUENA	0,8
0092214-234	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F MÉDIA	0,8
0092214-235	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F MÉDIA	0,8
0092214-236	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F LONGA	0,8
0092214-237	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F LONGA	0,8
0092214-238	MINI PLACA L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F EXTRA LONGA	0,8
0092214-239	MINI PLACA L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F EXTRA LONGA	0,8



MINI PLACA PONTE T 3X2 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092216-320	MINI PLACA T 3X2 F	0,8
0092216-321	MINI PLACA PONTE T 3X2 F	0,8
0092216-322	MINI PLACA PONTE T PEQUENA 3X2 F	0,8
0092216-324	MINI PLACA PONTE T MÉDIA 3X2 F	0,8
0092216-326	MINI PLACA PONTE T LONGA 3X2 F	0,8
0092216-328	MINI PLACA PONTE T EXTRA LONGA 3X2 F	0,8



MINI PLACA PONTE T 3X3 F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092218-330	MINI PLACA T 3X3 F	0,8
0092218-331	MINI PLACA PONTE T 3X3 F	0,8
0092218-332	MINI PLACA PONTE T PEQUENA 3X3 F	0,8
0092218-334	MINI PLACA PONTE T MÉDIA 3X3 F	0,8
0092218-336	MINI PLACA PONTE T LONGA 3X3 F	0,8
0092218-338	MINI PLACA PONTE T EXTRA LONGA 3X3 F	0,8



MINI PLACA T OBLÍQUA 110°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092220-320	MINI PLACA T OBLÍQUA 110° DIREITA 3X2 F	0,8
0092220-321	MINI PLACA T OBLÍQUA 110° ESQUERDA 3X2 F	0,8
0092220-322	MINI PLACA T OBLÍQUA 110° DIREITA PEQUENA 3X2 F	0,8
0092220-323	MINI PLACA T OBLÍQUA 110° ESQUERDA PEQUENA 3X2 F	0,8
0092220-324	MINI PLACA T OBLÍQUA 110° DIREITA MÉDIA 3X2 F	0,8
0092220-325	MINI PLACA T OBLÍQUA 110° ESQUERDA MÉDIA 3X2 F	0,8
0092220-326	MINI PLACA T OBLÍQUA 110° DIREITA LONGA 3X2 F	0,8
0092220-327	MINI PLACA T OBLÍQUA 110° ESQUERDA LONGA 3X2 F	0,8
0092220-328	MINI PLACA T OBLÍQUA 110° DIREITA EXTRA LONGA 3X2 F	0,8
0092220-329	MINI PLACA T OBLÍQUA 110° ESQUERDA EXTRA LONGA 3X2 F	0,8



MINI PLACA ORBITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092230-006	MINI PLACA ORBITAL 6 F	0,8
0092230-008	MINI PLACA ORBITAL 8 F	0,8
0092230-010	MINI PLACA ORBITAL 10 F	0,8



MINI PLACA PONTE Y

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092222-000	MINI PLACA PONTE Y STANDARD	0,8
0092222-002	MINI PLACA PONTE Y PEQUENA	0,8
0092222-004	MINI PLACA PONTE Y MÉDIA	0,8
0092222-006	MINI PLACA PONTE Y LONGA	0,8
0092222-008	MINI PLACA PONTE Y EXTRA LONGA	0,8



MINI PLACA Y OBLÍQUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092224-220	MINI PLACA Y OBLÍQUA ABERTA 2X2 F	0,8
0092224-222	MINI PLACA Y OBLÍQUA ABERTA PEQUENA 2X2 F	0,8
0092224-224	MINI PLACA Y OBLÍQUA ABERTA MÉDIA 2X2 F	0,8
0092224-226	MINI PLACA Y OBLÍQUA ABERTA LONGA 2X2 F	0,8
0092224-228	MINI PLACA Y OBLÍQUA ABERTA EXTRA LONGA 2X2 F	0,8
0092226-220	MINI PLACA Y OBLÍQUA FECHADO 2X2 F	0,8
0092226-222	MINI PLACA Y OBLÍQUA FECHADO PEQUENA 2X2 F	0,8
0092226-224	MINI PLACA Y OBLÍQUA FECHADO MÉDIA 2X2 F	0,8
0092226-226	MINI PLACA Y OBLÍQUA FECHADO LONGA 2X2 F	0,8
0092226-228	MINI PLACA Y OBLÍQUA FECHADO EXTRA LONGA 2X2 F	0,8



MINI PLACA DUPLO Y

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092228-330	MINI PLACA PONTE Y STANDARD	0,8
0092228-332	MINI PLACA PONTE Y PEQUENA	0,8
0092228-334	MINI PLACA PONTE Y MÉDIA	0,8
0092228-336	MINI PLACA PONTE Y LONGA	0,8



MINI PLACA Z 100°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092232-220	MINI PLACA Z 100° DIREITA STANDARD	0,8
0092232-221	MINI PLACA Z 100° ESQUERDA STANDARD	0,8
0092232-222	MINI PLACA Z 100° DIREITA PEQUENA	0,8
0092232-223	MINI PLACA Z 100° ESQUERDA PEQUENA	0,8
0092232-224	MINI PLACA Z 100° DIREITA MÉDIA	0,8
0092232-225	MINI PLACA Z 100° ESQUERDA MÉDIA	0,8
0092232-226	MINI PLACA Z 100° DIREITA LONGA	0,8
0092232-227	MINI PLACA Z 100° ESQUERDA LONGA	0,8



MINI PLACA LE FORT COM OBLONGO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092233-002	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANCO 2MM	1,0
0092233-003	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANCO 3MM	1,0
0092233-004	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANCO 4MM	1,0
0092233-005	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANCO 5MM	1,0
0092233-006	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANCO 6MM	1,0
0092233-008	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANCO 8MM	1,0
0092233-010	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANCO 10MM	1,0
0092233-012	MICRO PLACA LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANCO 12MM	1,0
0092233-102	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANCO 2MM	1,0
0092233-103	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANCO 3MM	1,0
0092233-104	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANCO 4MM	1,0
0092233-105	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANCO 5MM	1,0
0092233-106	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANCO 6MM	1,0
0092233-108	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANCO 8MM	1,0
0092233-110	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANCO 10MM	1,0
0092233-112	MICRO PLACA LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANCO 12MM	1,0



MINI PLACA MENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092234-002	MINI PLACA PARA MENTO AVANCO 2MM	1,0
0092234-004	MINI PLACA PARA MENTO AVANCO 4MM	1,0
0092234-006	MINI PLACA PARA MENTO AVANCO 6MM	1,0
0092234-008	MINI PLACA PARA MENTO AVANCO 8MM	1,0
0092234-010	MINI PLACA PARA MENTO AVANCO 10MM	1,0
0092234-012	MINI PLACA PARA MENTO AVANCO 12MM	1,0
0092234-014	MINI PLACA PARA MENTO AVANCO 14MM	1,0
0092234-016	MINI PLACA PARA MENTO AVANCO 16MM	1,0



MINI PLACA LE FORT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092235-002	MINI PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 2MM	1,0
0092235-003	MINI PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 3MM	1,0
0092235-004	MINI PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 4MM	1,0
0092235-005	MINI PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 5MM	1,0
0092235-006	MINI PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 6MM	1,0
0092235-008	MINI PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 8MM	1,0
0092235-010	MINI PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 10MM	1,0
0092235-012	MINI PLACA LE FORT DIREITA AVANCO 12MM	1,0
0092235-102	MINI PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 2MM	1,0
0092235-103	MINI PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 3MM	1,0
0092235-104	MINI PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 4MM	1,0
0092235-105	MINI PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 5MM	1,0
0092235-106	MINI PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 6MM	1,0
0092235-108	MINI PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 8MM	1,0
0092235-110	MINI PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 10MM	1,0
0092235-112	MINI PLACA LE FORT ESQUERDA AVANCO 12MM	1,0




MINI PLACA CHIN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092236-002	MINI PLACA CHIN AVANCO 2,5MM	1,0
0092236-004	MINI PLACA CHIN AVANCO 4MM	1,0
0092236-006	MINI PLACA CHIN AVANCO 6MM	1,0
0092236-008	MINI PLACA CHIN AVANCO 8MM	1,0
0092236-010	MINI PLACA CHIN AVANCO 10MM	1,0
0092236-012	MINI PLACA CHIN AVANCO 12MM	1,0
0092236-014	MINI PLACA CHIN AVANCO 14MM	1,0
0092236-016	MINI PLACA CHIN AVANCO 16MM	1,0



MINI PLACA NASAL X

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092237-000	MINI PLACA NASAL X	0,6



MINI PLACA NASAL T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092238-000	MINI PLACA NASAL T	0,6




MINI PLACA NASAL Y

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092239-000	MINI PLACA NASAL Y	0,6



MINI PLACA NASAL H

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092240-000	MINI PLACA NASAL H	0,6
0092240-002	MINI PLACA NASAL H ASSIMÉTRICA	0,6




MINI PLACA TRIANGULAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092242-000	MINI PLACA TRIANGULAR	0,6




MINI PLACA QUADRADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092244-202	MINI PLACA QUADRADA 2X2 F	0,6
0092244-203	MINI PLACA QUADRADA 2X3 F	0,6
0092244-204	MINI PLACA QUADRADA 2X4 F	0,6
0092244-206	MINI PLACA QUADRADA 2X6 F	0,6
0092244-208	MINI PLACA QUADRADA 2X8 F	0,6
0092244-210	MINI PLACA QUADRADA 2X10 F	0,6
0092244-212	MINI PLACA QUADRADA 2X12 F	0,6
0092244-214	MINI PLACA QUADRADA 2X14 F	0,6
0092244-404	MINI PLACA QUADRADA 4X4 F	0,6
0092244-406	MINI PLACA QUADRADA 4X6 F	0,6




MINI PLACA QUADRADA PLUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092245-202	MINI PLACA QUADRADA PLUS 2X2 F	0,6
0092245-203	MINI PLACA QUADRADA PLUS 2X3 F	0,6
0092245-204	MINI PLACA QUADRADA PLUS 2X4 F	0,6
0092245-404	MINI PLACA QUADRADA PLUS 4X4 F	0,6
0092245-406	MINI PLACA QUADRADA PLUS 4X6 F	0,6




MINI PLACA RETANGULAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092246-202	MINI PLACA RETANGULAR 2X2 F	0,6
0092246-203	MINI PLACA RETANGULAR 2X3 F	0,6
0092246-204	MINI PLACA RETANGULAR 2X4 F	0,6
0092246-404	MINI PLACA RETANGULAR 4X4 F	0,6
0092246-406	MINI PLACA RETANGULAR 4X6 F	0,6




MINI MALHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092247-043	MINI MALHA 40X30MM	0,3
0092247-080	MINI MALHA 60X80MM	0,3
0092247-115	MINI MALHA 75X115MM	0,3
0092247-140	MINI MALHA 100X140MM	0,3
0092247-230	MINI MALHA 140X230MM	0,3




MINI TELA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092248-043	MINI TELA 40X30MM	0,6
0092248-080	MINI TELA 60X80MM	0,6
0092248-115	MINI TELA 75X115MM	0,6
0092248-140	MINI TELA 100X140MM	0,6
0092248-230	MINI TELA 140X230MM	0,6




MINI PLACA DUPLA TIPO MATRIX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092249-202	MINI PLACA DUPLA 2X2 F TIPO MATRIX	1,0
0092249-204	MINI PLACA DUPLA 2X4 F TIPO MATRIX	1,0
0092249-206	MINI PLACA DUPLA 2X6 F TIPO MATRIX	1,0
0092249-208	MINI PLACA DUPLA 2X8 F TIPO MATRIX	1,0



MINI PLACA DUPLA CURVADA TIPO MATRIX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092249-214	MINI PLACA DUPLA CURVADA 2X4 F TIPO MATRIX	1,0
0092249-216	MINI PLACA DUPLA CURVADA 2X6 F TIPO MATRIX	1,0
0092249-218	MINI PLACA DUPLA CURVADA 2X8 F TIPO MATRIX	1,0



MINI PLACA DUPLA REFORÇADA STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092250-004	MINI PLACA REFORCADA STR 4 F	1,0
0092250-006	MINI PLACA REFORCADA STR 6 F	1,0
0092250-008	MINI PLACA REFORCADA STR 8 F	1,0
0092250-010	MINI PLACA REFORCADA STR 10 F	1,0
0092250-012	MINI PLACA REFORCADA STR 12 F	1,0
0092250-014	MINI PLACA REFORCADA STR 14 F	1,0
0092250-016	MINI PLACA REFORCADA STR 16 F	1,0



MINI PLACA REFORÇADA STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092251-004	MINI PLACA REFORCADA STR AC MÉDIA 06 F	1,0
0092251-006	MINI PLACA REFORCADA STR AC MÉDIA 06 F	1,0
0092251-008	MINI PLACA REFORCADA STR AC MÉDIA 08 F	1,0
0092251-104	MINI PLACA REFORCADA STR AC LONGA 04 F	1,0
0092252-024	MINI PLACA REFORCADA PONTE STR MÉDIA 2 F	1,0
0092252-044	MINI PLACA REFORCADA PONTE STR MÉDIA 4 F	1,0
0092252-046	MINI PLACA REFORCADA PONTE STR LONGA 4 F	1,0
0092252-048	MINI PLACA REFORCADA PONTE STR EXTRA LONGA 4 F	1,0
0092252-064	MINI PLACA REFORCADA PONTE STR MÉDIA 6 F	1,0
0092252-066	MINI PLACA REFORCADA PONTE STR LONGA 6 F	1,0
0092252-068	MINI PLACA REFORCADA PONTE STR EXTRA LONGA 6 F	1,0
0092252-084	MINI PLACA REFORCADA PONTE STR MÉDIA 8 F	1,0



MINI PLACA EXTRA REFORÇADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092254-040	MINI PLACA EXTRA REFORCADA STR 4 F	1,0
0092254-046	MINI PLACA EXTRA REFORCADA PONTE STR LONGA 4 F	1,0
0092254-048	MINI PLACA EXTRA REFORCADA PONTE STR EXTRA LONGA 4 F	1,0
0092254-066	MINI PLACA EXTRA REFORCADA PONTE STR LONGA 6 F	1,0
0092254-068	MINI PLACA EXTRA REFORCADA PONTE STR EXTRA LONGA 6 F	1,0



MINI PLACA REFORÇADA T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092256-220	MINI PLACA REFORCADA T 2X2 F	1,0
0092256-222	MINI PLACA REFORCADA T PEQUENA 2X2 F	1,0
0092256-224	MINI PLACA REFORCADA T MÉDIA 2X2 F	1,0
0092256-240	MINI PLACA REFORCADA T 2X4 F	1,0
0092256-242	MINI PLACA REFORCADA T PEQUENA 2X4 F	1,0
0092256-244	MINI PLACA REFORCADA T MÉDIA 2X4 F	1,0



MINI PLACA REFORÇADA Y

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092258-220	MINI PLACA REFORCADA Y 2X2 F	1,0
0092258-222	MINI PLACA REFORCADA Y PEQUENA 2X2 F	1,0
0092258-224	MINI PLACA REFORCADA Y MÉDIA 2X2 F	1,0
0092258-226	MINI PLACA REFORCADA Y LONGA 2X2 F	1,0
0092258-230	MINI PLACA REFORCADA Y 2X3 F	1,0
0092258-232	MINI PLACA REFORCADA Y PEQUENA 2X3 F	1,0
0092258-234	MINI PLACA REFORCADA Y MÉDIA 2X3 F	1,0
0092258-236	MINI PLACA REFORCADA Y LONGA 2X3 F	1,0
0092258-320	MINI PLACA REFORCADA Y 3X2 F	1,0
0092258-322	MINI PLACA REFORCADA Y PEQUENA 3X2 F	1,0
0092258-324	MINI PLACA REFORCADA Y MÉDIA 3X2 F	1,0
0092258-326	MINI PLACA REFORCADA Y LONGA 3X2 F	1,0



MINI PLACA CHIN REFORÇADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092260-002	MINI PLACA CHIN REFORCADA AVANCO 2MM	1,0
0092260-004	MINI PLACA CHIN REFORCADA AVANCO 4MM	1,0
0092260-006	MINI PLACA CHIN REFORCADA AVANCO 6MM	1,0
0092260-008	MINI PLACA CHIN REFORCADA AVANCO 8MM	1,0
0092260-010	MINI PLACA CHIN REFORCADA AVANCO 10MM	1,0
0092260-012	MINI PLACA CHIN REFORCADA AVANCO 12MM	1,0
0092260-014	MINI PLACA CHIN REFORCADA AVANCO 14MM	1,0
0092260-016	MINI PLACA CHIN REFORCADA AVANCO 16MM	1,0



MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092262-006	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL CURVA 6MM	1,0
0092262-012	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL CURVA 12MM	1,0
0092262-106	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL STR 6MM	1,0
0092262-112	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL STR 12MM	1,0



MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092264-006	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 6MM	1,0
0092264-008	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 8MM	1,0
0092264-010	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 10MM	1,0
0092264-012	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 12MM	1,0



MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTE HORIZONTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092266-008	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTE HORIZONTAL 8MM	1,0
0092266-012	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTE HORIZONTAL 12MM	1,0



MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL TIPO SPLITFIX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092270-033	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL 33MM TIPO SPLITFIX	0,8
0092270-040	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL 40MM TIPO SPLITFIX	0,8



MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTÁVEL TIPO SLIDING

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092272-004	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTÁVEL 4 F TIPO SLIDING	1,0
0092272-008	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTÁVEL 8 F TIPO SLIDING	1,0



MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL TIPO SLIDER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092274-006	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL 6 F TIPO SLIDER	0,8
0092274-008	MINI PLACA OSTEOTOMIA SAGITAL 8 F TIPO SLIDER	0,8



MINI PLACA BSSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092276-004	MINI PLACA BSSO 4 F	1,0
0092276-006	MINI PLACA BSSO 6 F	1,0



MINI PLACA REFORÇADA ANGULADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092278-006	MINI PLACA REFORÇADA ANGULADA 6 F	1,0
0092278-008	MINI PLACA REFORÇADA ANGULADA 8 F	1,0
0092279-070	MINI PLACA SUBCONDÍLEA DIREITA 7 F	1,0
0092279-071	MINI PLACA SUBCONDÍLEA ESQUERDA 7 F	1,0



MINI PLACA CRÂNIOOTOMIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092280-013	MINI PLACA CRÂNIOOTOMIA 13MM	0,5
0092280-018	MINI PLACA CRÂNIOOTOMIA 18MM	0,5
0092280-022	MINI PLACA CRÂNIOOTOMIA 22MM	0,5
0092280-025	MINI PLACA CRÂNIOOTOMIA 25MM	0,5



MINI MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092290-000	MINI MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL PEQUENA	0,3
0092290-005	MINI MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL MÉDIA	0,3
0092290-010	MINI MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL GRANDE	0,3
0092290-015	MINI MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL PARCIAL	0,3
0092290-018	MINI MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL 18MM	0,3
0092290-030	MINI MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL 30MM	0,3
0092290-040	MINI MALHA P/ ASSOALHO ORBITAL 40MM	0,3



MINI MALHA NASAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092295-000	MINI MALHA NASAL	0,3



PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092304-010	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC STR 10 F	1,6
0092304-012	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC STR 12 F	1,6
0092304-014	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC STR 14 F	1,6
0092304-016	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC STR 16 F	1,6



PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC PONTE STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092306-040	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC PONTE STR 4 F	1,6
0092306-044	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC PONTE STR MÉDIA 4 F	1,6
0092306-046	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC PONTE STR LONGA 4 F	1,6
0092306-060	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC PONTE STR 6 F	1,6
0092306-064	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC PONTE STR MÉDIA 6 F	1,6
0092306-066	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC PONTE STR LONGA 6 F	1,6
0092306-080	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC PONTE STR 8 F	1,6
0092306-084	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC PONTE STR MÉDIA 8 F	1,6
0092306-086	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC PONTE STR LONGA 8 F	1,6



PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC CURVADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092308-060	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC CURVADA 6 F	1,6



PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC ANGULADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092310-330	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC ANGULADA 3+3 F	1,6
0092310-440	PLACA RECONSTRUÇÃO PBAC ANGULADA 4+4 F	1,6



PLACA SUBCONDÍLEA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092330-070	PLACA SUBCONDÍLEA DIREITA 7 F	1,0
0092330-071	PLACA SUBCONDÍLEA ESQUERDA 7 F	1,0



PLACA RECONSTRUÇÃO STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092350-006	PLACA RECONSTRUÇÃO STR 6 F	2,4
0092350-008	PLACA RECONSTRUÇÃO STR 8 F	2,4
0092350-010	PLACA RECONSTRUÇÃO STR 10 F	2,4
0092350-012	PLACA RECONSTRUÇÃO STR 12 F	2,4
0092350-014	PLACA RECONSTRUÇÃO STR 14 F	2,4
0092350-016	PLACA RECONSTRUÇÃO STR 16 F	2,4
0092350-018	PLACA RECONSTRUÇÃO STR 18 F	2,4
0092350-020	PLACA RECONSTRUÇÃO STR 20 F	2,4
0092350-022	PLACA RECONSTRUÇÃO STR 22 F	2,4
0092350-024	PLACA RECONSTRUÇÃO STR 24 F	2,4




PLACA RECONSTRUÇÃO PONTE STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092352-040	PLACA RECONSTRUÇÃO PONTE STR 4 F	2,4
0092352-044	PLACA RECONSTRUÇÃO PONTE STR MÉDIA 4 F	2,4
0092352-046	PLACA RECONSTRUÇÃO PONTE STR LONGA 4 F	2,4
0092352-060	PLACA RECONSTRUÇÃO PONTE STR 6 F	2,4
0092352-064	PLACA RECONSTRUÇÃO PONTE STR MÉDIA 6 F	2,4
0092352-066	PLACA RECONSTRUÇÃO PONTE STR LONGA 6 F	2,4
0092352-080	PLACA RECONSTRUÇÃO PONTE STR 8 F	2,4
0092352-084	PLACA RECONSTRUÇÃO PONTE STR MÉDIA 8 F	2,4
0092352-086	PLACA RECONSTRUÇÃO PONTE STR LONGA 8 F	2,4




PLACA RECONSTRUÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092364-090	PLACA RECONSTRUÇÃO DIREITA 4+9 F	2,4
0092364-091	PLACA RECONSTRUÇÃO ESQUERDA 4+9 F	2,4
0092364-170	PLACA RECONSTRUÇÃO DIREITA 4+17 F	2,4
0092364-171	PLACA RECONSTRUÇÃO ESQUERDA 4+17 F	2,4



PLACA RECONSTRUÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092365-110	PLACA RECONSTRUÇÃO DIREITA 5+11 F	2,4
0092365-111	PLACA RECONSTRUÇÃO ESQUERDA 5+11 F	2,4
0092365-220	PLACA RECONSTRUÇÃO DIREITA 5+22 F	2,4
0092365-221	PLACA RECONSTRUÇÃO ESQUERDA 4+22 F	2,4
0092367-230	PLACA RECONSTRUÇÃO DIREITA 7+23 F	2,4
0092367-231	PLACA RECONSTRUÇÃO ESQUERDA 7+23 F	2,4



PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL PRÉ-CONTORNADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092374-144	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 4+14+4 F	2,4
0092374-164	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 4+16+4 F	2,4
0092374-184	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 4+18+4 F	2,4
0092374-205	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 5+20+5 F	2,4
0092374-225	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 5+22+5 F	2,4
0092374-226	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 6+22+6 F	2,4
0092374-245	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 5+24+5 F	2,4
0092374-246	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 6+24+6 F	2,4



PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092375-144	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL 4+14+4 F	2,4
0092375-164	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL 4+16+4 F	2,4
0092375-184	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL 4+18+4 F	2,4
0092375-205	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL 5+20+5 F	2,4
0092375-225	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL 5+22+5 F	2,4
0092375-245	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL 5+24+5 F	2,4
0092376-226	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL 6+22+6 F	2,4
0092376-246	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL 6+24+6 F	2,4



PLACA RECONSTRUÇÃO ARQUEADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092377-018	PLACA RECONSTRUÇÃO ARQUEADA 18 F	2,4
0092377-020	PLACA RECONSTRUÇÃO ARQUEADA 20 F	2,4
0092377-022	PLACA RECONSTRUÇÃO ARQUEADA 22 F	2,4



PLACA RECONSTRUÇÃO REFORÇADA STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092450-006	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA STR 6 F	3,17
0092450-008	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA STR 8 F	3,17
0092450-010	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA STR 10 F	3,17
0092450-012	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA STR 12 F	3,17
0092450-014	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA STR 14 F	3,17
0092450-016	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA STR 16 F	3,17
0092450-018	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA STR 18 F	3,17
0092450-020	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA STR 20 F	3,17
0092450-022	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA STR 22 F	3,17
0092450-024	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA STR 24 F	3,17



PLACA RECONSTRUÇÃO REFORÇADA PONTE STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092452-040	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA PONTE STR 4 F	3,17
0092452-044	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA PONTE STR MÉDIA 4 F	3,17
0092452-046	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA PONTE STR LONGA 4 F	3,17
0092452-060	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA PONTE STR 6 F	3,17
0092452-064	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA PONTE STR MÉDIA 6 F	3,17
0092452-066	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA PONTE STR LONGA 6 F	3,17
0092452-080	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA PONTE STR 8 F	3,17
0092452-084	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA PONTE STR MÉDIA 8 F	3,17
0092452-086	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA PONTE STR LONGA 8 F	3,17



PLACA RECONSTRUÇÃO REFORÇADA 110°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092480-510	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 110° DIREITA 5+10 F	3,17
0092480-511	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 110° DIREITA 5+11 F	3,17
0092480-512	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 110° DIREITA 5+12 F	3,17
0092481-510	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 110° ESQUERDA 5+10 F	3,17
0092481-511	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 110° ESQUERDA 5+11 F	3,17
0092481-512	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 110° ESQUERDA 5+12 F	3,17



PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORÇADA 110°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092482-515	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 110° 5+15+5 F	3,17
0092482-517	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 110° 5+17+5 F	3,17
0092482-519	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 110° 5+19+5 F	3,17
0092482-521	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 110° 5+21+5 F	3,17
0092482-523	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 110° 6+23+6 F	3,17
0092482-525	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 110° 6+25+6 F	3,17



PLACA RECONSTRUÇÃO REFORÇADA 120°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092483-510	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 120° DIREITA 5+10 F	3,17
0092483-511	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 120° DIREITA 5+11 F	3,17
0092483-512	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 120° DIREITA 5+12 F	3,17
0092484-510	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 120° ESQUERDA 5+10 F	3,17
0092484-511	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 120° ESQUERDA 5+11 F	3,17
0092484-512	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 120° ESQUERDA 5+12 F	3,17



PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORÇADA 120°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092485-515	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 120° 5+15+5 F	3,17
0092485-517	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 120° 5+17+5 F	3,17
0092485-519	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 120° 5+19+5 F	3,17
0092485-621	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 120° 5+21+5 F	3,17
0092485-623	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 120° 6+23+6 F	3,17
0092484-625	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 120° 6+25+6 F	3,17



PLACA RECONSTRUÇÃO REFORÇADA 130°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092486-510	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 130° DIREITA 5+10 F	3,17
0092486-511	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 130° DIREITA 5+11 F	3,17
0092486-512	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 130° DIREITA 5+12 F	3,17
0092487-510	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 130° ESQUERDA 5+10 F	3,17
0092487-511	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 130° ESQUERDA 5+11 F	3,17
0092487-512	PLACA RECONSTRUÇÃO REFORCADA 130° ESQUERDA 5+12 F	3,17



PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORÇADA 130°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092488-615	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 130° 5+15+5 F	3,17
0092488-617	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 130° 5+17+5 F	3,17
0092488-619	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 130° 5+19+5 F	3,17
0092488-621	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 130° 5+21+5 F	3,17
0092488-623	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 130° 6+23+6 F	3,17
0092488-625	PLACA RECONSTRUÇÃO TOTAL REFORCADA 130° 6+25+6 F	3,17




NANO PLACA STR°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092600-004	NANO PLACA STR 4 F	0,5
0092600-006	NANO PLACA STR 6 F	0,5
0092600-008	NANO PLACA STR 8 F	0,5
0092600-010	NANO PLACA STR 10 F	0,5
0092600-012	NANO PLACA STR 12 F	0,5
0092600-014	NANO PLACA STR 14 F	0,5
0092600-016	NANO PLACA STR 16 F	0,5



NANO PLACA STR DUPLA PONTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092603-230	NANO PLACA STR DUPLA PONTE 2X3 F	0,5
0092603-240	NANO PLACA STR DUPLA PONTE 2X4 F	0,5
0092603-250	NANO PLACA STR DUPLA PONTE 2X5 F	0,5



NANO PLACA PONTE STR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092604-200	NANO PLACA PONTE STR 2 F PEQUENA	0,5
0092604-201	NANO PLACA PONTE STR 2 F MÉDIA	0,5
0092604-202	NANO PLACA PONTE STR 2 F LONGA	0,5
0092604-203	NANO PLACA PONTE STR 2 F EXTRA LONGA	0,5
0092604-401	NANO PLACA PONTE STR 4 F	0,5
0092604-402	NANO PLACA PONTE STR 4 F LONGA	0,5
0092604-601	NANO PLACA PONTE STR 6 F	0,5
0092604-602	NANO PLACA PONTE STR 6 F LONGA	0,5



NANO PLACA H

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092605-007	NANO PLACA H 7 F	0,5
0092605-011	NANO PLACA H 11 F	0,5



NANO PLACA L

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092606-220	NANO PLACA L DIREITA 2X2 F	0,5
0092606-221	NANO PLACA L ESQUERDA 2X2 F	0,5
0092606-230	NANO PLACA L DIREITA 2X3 F	0,5
0092606-231	NANO PLACA L ESQUERDA 2X3 F	0,5
0092606-330	NANO PLACA L DIREITA 3X3 F	0,5
0092605-331	NANO PLACA L ESQUERDA 3X3 F	0,5
0092605-340	NANO PLACA L DIREITA 3X4 F	0,5
0092605-341	NANO PLACA L ESQUERDA 3X4 F	0,5
0092605-350	NANO PLACA L DIREITA 3X5 F	0,5
0092605-351	NANO PLACA L ESQUERDA 3X5 F	0,5



NANO PLACA T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092616-310	NANO PLACA T 3X1 F	0,5
0092616-320	NANO PLACA T 3X2 F	0,5
0092616-330	NANO PLACA T 3X3 F	0,5
0092616-340	NANO PLACA T 3X4 F	0,5
0092616-350	NANO PLACA T 3X5 F	0,5



NANO PLACA Y

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092624-230	NANO PLACA Y 2X3 F	0,5
0092624-240	NANO PLACA Y 2X4 F	0,5
0092624-250	NANO PLACA Y 2X5 F	0,5
0092624-430	NANO PLACA Y 4X3 F	0,5




NANO PLACA DUPLO Y

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092628-420	NANO PLACA DUPLO Y 4X2 F	0,5
0092628-430	NANO PLACA DUPLO Y 4X3 F	0,5
0092628-440	NANO PLACA DUPLO Y 4X4 F	0,5



NANO PLACA QUADRADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092640-220	NANO PLACA QUADRADA 2X2 F	0,5
0092640-230	NANO PLACA QUADRADA 2X3 F	0,5
0092640-240	NANO PLACA QUADRADA 2X4 F	0,5
0092642-220	NANO PLACA RETANGULAR 2X2 F	0,5
0092642-230	NANO PLACA RETANGULAR 2X3 F	0,5
0092642-240	NANO PLACA RETANGULAR 2X4 F	0,5



NANO PLACA ORBITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092644-004	NANO PLACA ORBITAL 4 F	0,5
0092644-006	NANO PLACA ORBITAL 6 F	0,5
0092644-008	NANO PLACA ORBITAL 8 F	0,5



NANO PLACA NASAL H

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092646-000	NANO PLACA NASAL H	0,5



NANO PLACA NASAL T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092646-004	NANO PLACA NASAL T	0,5



NANO PLACA NASAL Y

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092646-006	NANO PLACA NASAL Y	0,5




NANO PLACA CRANIOTOMIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092658-012	NANO PLACA CRANIOTOMIA 12MM	0,5
0092658-019	NANO PLACA CRANIOTOMIA 19MM	0,5




NANO TELA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092664-404	NANO TELA 4X4 F	0,5
0092664-406	NANO TELA 4X6 F	0,5




NANO TELA PLUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092665-308	NANO TELA PLUS 3+8 F	0,5
0092665-524	NANO TELA PLUS 15+24 F	0,5
0092665-916	NANO TELA PLUS 9+16 F	0,5



CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL TIPO SPLITFIX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092770-000	CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL TIPO SPLITFIX	-



CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL TIPO SLIDING

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092772-000	CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL TIPO SLIDING	-



CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL TIPO SLIDER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092774-020	CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL TIPO SLIDER DIAM.2,0MM	-
0092774-023	CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL TIPO SLIDER DIAM.2,3MM	-



MICRO PLACA LE FORT PB COM OBLONGO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092051-000	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO SEM AVANCO	0,6
0092051-002	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 2MM	0,6
0092051-003	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 3MM	0,6
0092051-004	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 4MM	0,6
0092051-005	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 5MM	0,6
0092051-006	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 6MM	0,6
0092051-007	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 7MM	0,6
0092051-009	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 9MM	0,6
0092051-011	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 11MM	0,6
0092051-100	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO SEM AVANCO	0,6
0092051-102	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 2MM	0,6
0092051-103	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 3MM	0,6
0092051-104	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 4MM	0,6
0092051-105	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 5MM	0,6
0092051-106	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 6MM	0,6
0092051-107	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 7MM	0,6
0092051-109	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 9MM	0,6
0092051-111	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 11MM	0,6



MICRO PLACA LE FORT PB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092053-000	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. SEM AVANCO	0,6
0092053-002	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. AVANCO 2MM	0,6
0092053-003	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. AVANCO 3MM	0,6
0092053-004	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. AVANCO 4MM	0,6
0092053-005	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. AVANCO 5MM	0,6
0092053-006	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. AVANCO 6MM	0,6
0092053-007	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. AVANCO 7MM	0,6
0092053-009	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. AVANCO 9MM	0,6
0092053-011	MICRO PLACA LE FORT PB DIR. AVANCO 11MM	0,6
0092053-100	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. SEM AVANCO	0,6
0092053-102	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. AVANCO 2MM	0,6
0092053-103	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. AVANCO 3MM	0,6
0092053-104	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. AVANCO 4MM	0,6
0092053-105	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. AVANCO 5MM	0,6
0092053-106	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. AVANCO 6MM	0,6
0092053-107	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. AVANCO 7MM	0,6
0092053-109	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. AVANCO 9MM	0,6
0092053-111	MICRO PLACA LE FORT PB ESQ. AVANCO 11MM	0,6




MICRO PLACA LF-PB 110°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092055-000	MICRO PLACA LF-PB 110° DIREITA SEM AVANCO	0,6
0092055-002	MICRO PLACA LF-PB 110° DIREITA AVANCO 2MM	0,6
0092055-003	MICRO PLACA LF-PB 110° DIREITA AVANCO 3MM	0,6
0092055-004	MICRO PLACA LF-PB 110° DIREITA AVANCO 4MM	0,6
0092055-005	MICRO PLACA LF-PB 110° DIREITA AVANCO 5MM	0,6
0092055-006	MICRO PLACA LF-PB 110° DIREITA AVANCO 6MM	0,6
0092055-007	MICRO PLACA LF-PB 110° DIREITA AVANCO 7MM	0,6
0092055-009	MICRO PLACA LF-PB 110° DIREITA AVANCO 9MM	0,6
0092055-011	MICRO PLACA LF-PB 110° DIREITA AVANCO 11MM	0,6
0092055-100	MICRO PLACA LF-PB 110° ESQUERDA SEM AVANCO	0,6
0092055-102	MICRO PLACA LF-PB 110° ESQUERDA AVANCO 2MM	0,6
0092055-103	MICRO PLACA LF-PB 110° ESQUERDA AVANCO 3MM	0,6
0092055-104	MICRO PLACA LF-PB 110° ESQUERDA AVANCO 4MM	0,6
0092055-105	MICRO PLACA LF-PB 110° ESQUERDA AVANCO 5MM	0,6
0092055-106	MICRO PLACA LF-PB 110° ESQUERDA AVANCO 6MM	0,6
0092055-107	MICRO PLACA LF-PB 110° ESQUERDA AVANCO 7MM	0,6
0092055-109	MICRO PLACA LF-PB 110° ESQUERDA AVANCO 9MM	0,6
0092055-111	MICRO PLACA LF-PB 110° ESQUERDA AVANCO 11MM	0,6



MICRO PLACA PARA MENTO PB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092056-101	MICRO PLACA PARA MENTO PB AVANCO 1MM	0,6
0092056-102	MICRO PLACA PARA MENTO PB AVANCO 2MM	0,6
0092056-103	MICRO PLACA PARA MENTO PB AVANCO 3MM	0,6
0092056-104	MICRO PLACA PARA MENTO PB AVANCO 4MM	0,6
0092056-105	MICRO PLACA PARA MENTO PB AVANCO 5MM	0,6
0092056-106	MICRO PLACA PARA MENTO PB AVANCO 6MM	0,6
0092056-107	MICRO PLACA PARA MENTO PB AVANCO 7MM	0,6
0092056-109	MICRO PLACA PARA MENTO PB AVANCO 9MM	0,6
0092056-111	MICRO PLACA PARA MENTO PB AVANCO 11MM	0,6



MINI PLACA LE FORT PB C/ OBLONGO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092237-002	MINI PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 2MM	0,8
0092237-003	MINI PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 3MM	0,8
0092237-004	MINI PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 4MM	0,8
0092237-005	MINI PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 5MM	0,8
0092237-006	MINI PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 6MM	0,8
0092237-008	MINI PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 8MM	0,8
0092237-010	MINI PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 10MM	0,8
0092237-012	MINI PLACA LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANCO 12MM	0,8
0092237-102	MINI PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 2MM	0,8
0092237-103	MINI PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 3MM	0,8
0092237-104	MINI PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 4MM	0,8
0092237-105	MINI PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 5MM	0,8
0092237-106	MINI PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 6MM	0,8
0092237-108	MINI PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 8MM	0,8
0092237-110	MINI PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 10MM	0,8
0092237-112	MINI PLACA LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANCO 12MM	0,8



MINI PLACA MENTO PB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092234-102	MINI PLACA MENTO PB AVANCO 2MM	0,8
0092234-104	MINI PLACA MENTO PB AVANCO 4MM	0,8
0092234-106	MINI PLACA MENTO PB AVANCO 6MM	0,8
0092234-108	MINI PLACA MENTO PB AVANCO 8MM	0,8
0092234-010	MINI PLACA MENTO PB AVANCO 10MM	0,8
0092234-012	MINI PLACA MENTO PB AVANCO 12MM	0,8
0092234-014	MINI PLACA MENTO PB AVANCO 14MM	0,8
0092234-016	MINI PLACA MENTO PB AVANCO 16MM	0,8



MINI PLACA CHIN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092236-102	MINI PLACA CHIN PB AVANCO 2,5MM	0,8
0092236-104	MINI PLACA CHIN PB AVANCO 4MM	0,8
0092236-106	MINI PLACA CHIN PB AVANCO 6MM	0,8
0092236-108	MINI PLACA CHIN PB AVANCO 8MM	0,8
0092236-110	MINI PLACA CHIN PB AVANCO 10MM	0,8
0092236-112	MINI PLACA CHIN PB AVANCO 12MM	0,8
0092236-114	MINI PLACA CHIN PB AVANCO 14MM	0,8
0092236-116	MINI PLACA CHIN PB AVANCO 16MM	0,8



MINI PLACA LE FORT PB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092238-002	MINI PLACA LE FORT PB DIREITA AVANCO 2MM	0,8
0092238-003	MINI PLACA LE FORT PB DIREITA AVANCO 3MM	0,8
0092238-004	MINI PLACA LE FORT PB DIREITA AVANCO 4MM	0,8
0092238-005	MINI PLACA LE FORT PB DIREITA AVANCO 5MM	0,8
0092238-006	MINI PLACA LE FORT PB DIREITA AVANCO 6MM	0,8
0092238-008	MINI PLACA LE FORT PB DIREITA AVANCO 8MM	0,8
0092238-010	MINI PLACA LE FORT PB DIREITA AVANCO 10MM	0,8
0092238-012	MINI PLACA LE FORT PB DIREITA AVANCO 12MM	0,8
0092238-102	MINI PLACA LE FORT PB ESQUERDA AVANCO 2MM	0,8
0092238-103	MINI PLACA LE FORT PB ESQUERDA AVANCO 3MM	0,8
0092238-104	MINI PLACA LE FORT PB ESQUERDA AVANCO 4MM	0,8
0092238-105	MINI PLACA LE FORT PB ESQUERDA AVANCO 5MM	0,8
0092238-106	MINI PLACA LE FORT PB ESQUERDA AVANCO 6MM	0,8
0092238-108	MINI PLACA LE FORT PB ESQUERDA AVANCO 8MM	0,8
0092238-110	MINI PLACA LE FORT PB ESQUERDA AVANCO 10MM	0,8
0092238-112	MINI PLACA LE FORT PB ESQUERDA AVANCO 12MM	0,8



MINI PLACA CHIN PB REFORÇADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA
0092260-102	MINI PLACA CHIN PB REFORCADA AVANCO 2MM	0,8
0092260-104	MINI PLACA CHIN PB REFORCADA AVANCO 4MM	0,8
0092260-106	MINI PLACA CHIN PB REFORCADA AVANCO 6MM	0,8
0092260-108	MINI PLACA CHIN PB REFORCADA AVANCO 8MM	0,8
0092260-110	MINI PLACA CHIN PB REFORCADA AVANCO 10MM	0,8
0092260-112	MINI PLACA CHIN PB REFORCADA AVANCO 12MM	0,8
0092260-114	MINI PLACA CHIN PB REFORCADA AVANCO 14MM	0,8
0092260-116	MINI PLACA CHIN PB REFORCADA AVANCO 16MM	0,8



CAIXA 1.5MM E 2.0MM





ENTRE EM CONTATO:

Precisionsystem:

Fone: +55 19 3557-7320

E-mail: comercial@precisionsystem.com.br

www.precisionsystem.com.br

Av. Três, 1701, sala 603, Jd. Claret
Rio Claro-SP, Brasil, CEP: 13503-251

Sartori:

Fone: +55 19 3538-1910

E-mail: comercial@sartori.ind.br

www.sartori.ind.br

Estrada Municipal | RCL 10. Km 9 |
nº13500 Distrito de Ajapi | Rio Claro-SP |
CEP: 13508-500